

CCS™2100 – G6

Automatyczny aparat do oznaczania lepkości strukturalnej olejów silnikowych

Metody badawcze: ASTM D5293, SAE J300

Zakres temperaturowy: od - 40°C do - 5°C ± 0,02°C

Zakres lepkości: od 900 mPa·s (cP) do 25 000 mPa·s (cP)

Cechy aparatu:

- Optymalizacja przestrzeni laboratoryjnej – kompaktowe wymiary aparatu, wbudowany komputer.
- Brak zewnętrznego chłodzenia.
- 14 pozycyjny podajnik próbek.
- Objętość próbki 55 ml.
- W pełni zautomatyzowana obsługa.
- Doskonała powtarzalność i odtwarzalność.
- Czyszczenie bez rozpuszczalników: automatyczne usuwanie poprzedniej próbki, wykorzystując część następnej podczas cyklu ogrzewania termoelektrycznego, brak potrzeby stosowania zewnętrznych rozpuszczalników.
- W pełni zautomatyzowana kalibracja.
- Samodzielny interfejs: intuicyjny ekran dotykowy do swobodnej konfiguracji, testowania, diagnostyki z opcjami eksportu wyników i innych istotnych informacji za pomocą USB lub Ethernet, a także zarządzania danymi, z opcjami zapisywania lub eksportowania wyników.
- Zasilanie: 85 to 265 VAC, 50/60 Hz.
- Znak CE, instrukcja obsługi w języku polskim.

Wymiary aparatu: 30,5 cm x 76,2 cm x 61 cm

Waga: 44,5 kg

